



- sichere Befestigung ohne Nägel und Schrauben
- für Sockelleisten, Zierprofile u.ä.
- für innen und außen

# Montage Kleber express

## Anwendungsbereich

Weißer, lösungsmittelfreier Kraftkleber für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen. Für Holzvertäfelungen, Paneele, Holz-, PVC-, Sockel- und Teppichleisten, Zierprofile, Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol, PVC-Kabelkanäle, Wandfliesen, Faserplatten usw. Nicht geeignet für Dauernassbelastung.

## Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Celluloseether, Konservierungsmittel und Additive

## Untergrund

Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, fest, staubfrei und fettfrei sein. Mindestens eine der Flächen muss saugfähig sein. Stark saugende, sandende oder kroidende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren.

## Verarbeitung

Die Kartuschenspitze oberhalb des Gewindes abschneiden und die Düse aufschrauben. Den Kleber punkt oder strangförmig auftragen. Teile zusammenfügen und fest andrücken. Schwere Teile/ starre Leisten bis zum Erhärten des Klebers fixieren. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen.

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten.

## Trockenzeit

Ausgehärtet und belastbar nach 24 – 72 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit. Nach Aushärtung temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

## Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

## Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

## Art.-Nr.

102695

280 ml

Kartusche

## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.